

Afname-instructies voor detectie van HER-2-genamplificatie

| | |
|----------------------------|---|
| <u>Uitvoerfrequentie:</u> | Wekelijks. |
| <u>Antwoordtijd:</u> | Maximum 3 weken na ontvangst van het staal. |
| <u>Afname materiaal:</u> | Biopsie, bij voorkeur chirurgische biopsie. |
| <u>Afname-instructies:</u> | Biopsie na afname zo snel mogelijk fixeren. Fixeren in 4% gebufferde formaldehyde. Fixatietijd tussen 6 en 48 uren. |
| <u>Externe stalen:</u> | <p>Aanvraagformulier of begeleidende brief met volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none">• patiëntidentificatie,• mutualiteitsgegevens,• staalidentificatie (nummer staal en paraffineblok),• staaltype en localisatie,• type fixatief, en• indien beschikbaar, fixatieduur:<ul style="list-style-type: none">○ ongekend,○ tussen 6 en 48 uren,○ minder dan 6 uren, of○ meer dan 48 uren. <p>Paraffineblok. Coupe immuunhistochemische kleuring voor HER2. Anatomopathologisch verslag.</p> <p>Verzendadres: Laboratorium voor Pathologie H. Hartziekenhuis Westlaan 123 8800 Roeselare Tel.: 051/23 77 32 Fax: 051/23 79 40</p> |
| <u>Exclusiecriteria:</u> | Stalen met onvoldoende invasief carcinoom. Weefsels gefixeerd in andere fixatieven dan formaldehyde. Opmerking: indien de fixatieduur minder dan 6 uren of meer dan 48 uren bedraagt, wordt dit bij een negatief resultaat vermeld in het rapport. |